

開発機能一覧

開発機能		概要
1		ログイン システムへログインする。利用可能なメニューを表示する。
2		過去データ移行 現麻酔台帳システムのデータを本システムへ移行する。
3		患者基本情報IF HTTPによる患者基本情報の登録と患者特定後の予約申込画面を表示する。
4		手術管理 手術管理ができる。
	1	申込 手術申込ができる。
	2	振分 手術申込の振分と確定ができる。
	3	予定麻酔 麻酔科医が麻酔法を登録する。
	4	予定表閲覧 1日毎の予定表の表示と印刷ができる。
	5	術中記録 術中の記録ができる。
	6	進捗閲覧 手術の進捗が閲覧できる。
5		麻酔記録装置IF 自動麻酔記録装置からのデータを登録する。
6		麻酔台帳登録 術後に台帳登録をする
	1	症例登録 手術記録の台帳登録をする。
	2	偶発症例詳細登録 偶発症例がある場合にその詳細を登録する。
7		学会提出用ファイル作成 偶発症例に関する学会提出用ファイルを作成する。【2005年、2006年版に対応】
8		臨床実績報告書作成 認定医申請に必要な臨床実績報告書を作成する。
9		検索 症例の検索と閲覧ができる
	1	症例検索 検索条件を指定し、症例の検索ができる(全症例の検索も可能)。検索された症例を選択すると、症例の詳細が閲覧できる。
	2	偶発症例一覧 偶発症例の一覧が検索できる。検索された偶発症例を選択すると偶発症例の詳細が閲覧できる。そこから症例の閲覧もできる。
10		集計
	1	個人集計
	1	麻酔担当医 担当医、期間を指定し、以下の集計区分毎に麻酔件数の集計ができる。 ・集計区分:ASA、手術部位、麻酔法、体位、年齢構成、性別、偶発症例
	2	麻酔指導医 指導医、期間を指定し、以下の集計区分毎に麻酔件数の集計ができる。 ・集計区分:ASA、手術部位、麻酔法、体位、年齢構成、性別、偶発症例
	2	病院集計
	1	術者 年別・月別・科別・術者別に手術件数・時間の集計が出来る。
	2	術式 年別・月別・科別・術式別に手術件数・時間の集計が出来る。
	3	麻酔科医 年別・月別・科別・麻酔科医別に麻酔件数・時間の集計が出来る。
	4	麻酔法 年別・月別・科別・麻酔法別に麻酔件数・時間の集計が出来る。
	5	感染症 年別・月別・科別・感染症別に感染症発症件数の集計が出来る。
11		マスターメンテナンス マスター情報のメンテナンスができる。
	1	病院 病院名、登録科名など
	2	科 科コード、科名
	3	病棟 病棟コード、病棟名
	4	手術室 手術室コード、手術室名
	5	気道 気道コード、気道名
	6	麻酔法 麻酔法コード、麻酔法(執刀医が手術申込時に登録する希望麻酔法)
	7	麻酔薬 麻酔薬コード、麻酔薬名【カテゴリを固定で6つ用意。カテゴリ名の変更も可能】
	8	手術器械セット 手術器械セットコード、セット名【科別に使うセットを設定】
	9	よくある疾病 院内でよくある疾病を登録。
	10	よく使う術式 院内で良く使う術式を登録。
	11	職員 本システム利用ユーザの登録(ユーザID、初期パスワードの設定) 主治医、麻酔担当医、指導医、執刀医・助手の役割設定
	12	ロール 本システムの権限グループ。 病棟看護師、手術室看護師(直介、間介)、麻酔担当医、麻酔指導医など
	13	職員ロール 職員にロールを割り当てる。
	14	術前特記事項_分類 術前特記事項の分類
	15	術前特記事項 術前特記事項の合併症
	16	術中特記事項 術中特記事項
12		パスワード変更 ログインユーザ本人が自分のパスワードを変更できる。
13		ログアウト システムからログアウトする。ログイン画面に戻る